

Canesbalance®

Bakteriální
vaginóza
Vaginální gel



Návod k použití zdravotnického prostředku

Je klinicky prokázáno, že vaginální gel Canesbalance® snadno a účinně léčí příznaky bakteriální vaginózy tím, že obnovuje normální pH a vaginální flóru.

Co je bakteriální vaginóza (BV)?

BV je velmi časté onemocnění pochvy. Za normálních podmínek se v pochvě přirozeně vyskytují různé druhy bakterií; v největším počtu jsou zastoupeny bakterie mléčného kvašení. Bakterie mléčného kvašení produkují kyselinu mléčnou, která zvyšuje kyselost, udržuje tak v pochvě normální nízké pH a chrání ji před infekcí. Toto nízké pH obvykle brání růstu nežádoucích mikroorganismů.

Když se počet bakterií mléčného kvašení sníží a hladina pH se zvýší, dojde ke změně rovnováhy a začnou růst „škodlivé“ bakterie. Tento stav je v medicíně znám jako bakteriální vaginóza. Mezi hlavní příznaky spojené s BV patří nepříjemný zápach po rybině, neobvyklý výtok a nepříjemný pocit v pochvě.

Co způsobuje bakteriální vaginózu?

K faktorům, které ovlivňují prostředí v pochvě a mohou způsobit BV, patří prodloužená menstruace, používání prostředků intimní hygieny, časté výplachy pochvy, antikoncepce, léčivé přípravky s vaginální aplikací, pohlavní styk a stres. Užívání antibiotik a zavedené nitroděložní tělísko mohou také narušit rovnováhu v pochvě.

Canesbalance® léčí příznaky BV přirozenou cestou

Gel Canesbalance® obsahuje kyselinu mléčnou, která účinně neutralizuje nepříjemný zápach a obnovuje normální poševní pH. Obsahuje také glykogen, který slouží jako zdroj živin pro bakterie mléčného kvašení a podporuje tím jejich růst. Normální pH a živiny podporují růst ochranných bakterií mléčného kvašení, čímž se ve vagíně obnovuje přirozená rovnováha a dochází k účinnému zmírnění neobvyklého výtoků a nepříjemných pocitů. Gel je aplikován pomocí předplněné tuby pro jednorázové použití, jejíž použití je velmi snadné.

Kdy použít vaginální gel Canesbalance®?

Canesbalance® potlačuje nepříjemný zápach, neobvyklý výtok, diskomfort a obnovuje přirozené vaginální pH.

Jak používat vaginální gel Canesbalance®?

Léčba	Pro účinnou úlevu od nepříjemného zápachu, neobvyklého výtoku, nepříjemných pocitů a bakteriální vaginózy.	používejte 1 tubu (s aplikátorem) pro jednorázové použití denně po dobu 7 dnů
--------------	--	---

Odstraňte uzávěr tuby, sedněte si nebo si lehněte do pohodlné polohy a jemně zaveďte hrdlo aplikátoru do pochvy tak hluboko, až kam se pohodlně dostanete. Jemně stlačte aplikátor, abyste vyprázdnila obsah. Stále stlačenou tubu vyjměte a zlikvidujte ji. Nejvhodnější je používat Canesbalance® před spaním. Doporučuje se použít i slipovou vložku, protože se běžně stává, že malé množství gelu vyteče. To však neznamená, že by zdravotnický prostředek neúčinkoval.

Gel Canesbalance® je klinicky testován

Klinické studie prokázaly, že složení gelu Canesbalance® je bezpečné a účinné. Tím, že obnovuje rovnováhu pH, poskytuje trojí benefit, neboť účinně zmírňuje nepříjemný zápach a neobvyklý výtok, brání růstu škodlivých bakterií a podporuje příznivě působící bakterie (*Lactobacillus*) v obnovení přirozeného prostředí.

Použití Canesbalance® je bezpečné

Gel je dodáván ve formě hygienických aplikačních tub k jednorázovému použití. Může být použit v průběhu těhotenství a při menstruaci. Pokud máte dojem, že během těhotenství trpíte vaginální infekcí, navštivte svého lékaře. Canesbalance® může způsobit pálení při kvasinkové vaginální infekci (např. mykóze) nebo při přítomnosti drobných trhlinek na poševní sliznici. Jde pouze o dočasný jev, jehož intenzita by měla slábnout. Pokud máte obavy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Kdy byste měla navštívit lékaře?

Obraťte se na svého lékaře v případě, že se vaše příznaky zhorší, jestliže pociťujete bolest, když nepříjemné pocity neodezní, pokud výtok obsahuje krev nebo dojde-li k výtoku během menopauzy. Dále byste měla navštívit svého

lékaře, pokud si myslíte, že jste těhotná a domníváte se, že máte vaginální infekci. Pokud po použití gelu Canesbalance® v souladu s návodem k použití nedochází ke zmírnění příznaků, měla byste neprodleně vyhledat lékaře a konzultovat další léčbu. O diagnóze se poraďte se svým lékařem.

Co balení gelu Canesbalance obsahuje?

Balení obsahuje 7 x 5ml hygienických jednorázových tub s aplikátorem.

Každá tuba s aplikátorem obsahuje následující složky:

Kyselina mléčná, glykogen, propylenglykol, methylhydroxypropylcelulóza, laktát sodný, voda, pH 3,8.

Neobsahuje konzervační látky.

Varování

Nepoužívejte, pokud je koncový uzávěr poškozený. Nepoužívejte tubu, u níž vypršela doba použitelnosti. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Upozornění

Nepoužívejte vaginální gel Canesbalance®, pokud se snažíte otěhotnět, protože gel má nízké pH, což může způsobit, že prostředí v pochvě nebude pro spermie příznivé. Nepoužívejte jako antikoncepci. Další informace a často kladené dotazy naleznete na našich webových stránkách www.canesten.cz

Distributor

BAYER, s. r. o., Praha, Česká republika



Výrobce

Rolf Kullgren AB, Ågatan 4, 646 30 Gnesta, Švédsko

Datum poslední revize textu: Listopad 2014

© 2014 Bayer. Všechna práva vyhrazena.

CE
0344



LOT

Číslo šarže



Použitelné do



Teplotní
omezení



Přečtěte si
návod k použití



Nepoužívat
opakovaně

Bayer